

ИНСТРУКЦИЯ

Зубы акриловые "АНИС" в вариантах исполнения Anis (Анис), Anis Profi (Анис Профи), Anis Expert (Анис Эксперт)

Назначение: Зубы акриловые "АНИС" по ТУ 9391-001-82659220-2008 (далее зубы, изделия) предназначены для изготовления съёмных конструкций зубных протезов в ортопедической стоматологии. Потенциальный риск применения – 2а в соответствии Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. №4н.

Характеристики: Зубы акриловые «АНИС» выпускаются в различных цветах. Цвета соответствуют расцветке VITA в 16 цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. Каждому фасону присваивается постоянный номер. Выбор фасона фронтальных и жевательных зубов осуществляется по стандартной карте.

Зубы акриловые «АНИС» имеют гладкую, блестящую, непористую поверхность и способны к повторной полировке до восстановления первоначального блеска.

Зубы акриловые «АНИС» при осмотре не должны иметь пор или дефектов при грубой отделки и полировке или видимых посторонних включений на коронковой части зуба.

Упаковка:

1. Зубы акриловые «АНИС» на планках по 6 и 8 зубов, или 28 зубов, либо в контейнерах (боксах) по 120 или 160 зубов.
2. Комплекты с зубами акриловыми «АНИС» упакованы в коробку твердого образца из картона коробчатого по ГОСТ 7933.

Показания к применению:

Полная или частичная потеря зубов.

Концевые и включенные дефекты зубных рядов.

Порядок и условия применения:

Подбор цвета производится при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета естественных зубов.

1. Отлить из гипса верхнюю и нижнюю модели. Нарисовать границы будущего протеза. Сделать восковые базы.
2. Сделать прикусные валики и зафиксировать в окклюлятор (артикулятор).
3. Правильно выбрать акриловые зубы по форме и размеру. Помнить, что зубы расположены на восковых держателях в том положении, в котором они находятся во рту.
4. Первыми ставят центральные резцы на верхней челюсти.
5. Начинаем ставить боковые зубы.
6. После того, как постановка зубов на верхней челюсти закончена, следует перейти к постановке зубов на нижней челюсти.
7. На нижней челюсти сначала ставят первые моляры, а не центральные резцы. Таким образом, сразу определяется правильная окклюзия.
8. Когда постановка закончена, необходимо проверить её в рабочем и балансирующем положениях.

Изделия применяют для установки пациентам в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов.

Побочные действия: Не выявлено

Меры предосторожности:

Внимательно проверить срок годности! Запрещено использование после истечения срока годности! Запрещено повторное использование (не подлежит ремонту и техническому обслуживанию)! Запрещено использование не по назначению.

Зубы акриловые «АНИС» не токсичны, не пожароопасны, химически инертны, не оказывают вредного воздействия на среду.

Указания по эксплуатации:

Только для съёмных или несъёмных зуботехнических конструкций. Применять только специалистам в условиях зуботехнических лабораторий. Не использовать в иных целях и домашних условиях.

Хранение и транспортирование:

Зубы хранят и транспортируют в недоступном для детей, чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и влажности 20 – 70%, избегая сдавливания изделий.

Запрещено хранить и транспортировать зубы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия).

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Дезинфекция и утилизация:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Зубы акриловые «АНИС», должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором дезинфицирующего средства "Zeta 7 Solution" (RU.77.99.37.002.E.004357.03.11), в соответствии с МУ 287–113.

Утилизацию использованных зубов осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Гарантия изготовителя:

Производитель Общество с ограниченной ответственностью "Крк" (ООО "Крк"), (Россия, 413235, Саратовская обл., г. Красный Кут, ул. им.Куховаренко, д.188) гарантирует эксплуатационные характеристики в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности изделий в упаковке изготовителя – 10 лет с даты изготовления, указанного на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Конечная дата использования указана на упаковке.

В случае выявления брака, производитель гарантирует бесплатную замену изделий в течение 12 месяцев с даты продажи.

Браком не считается нарушения изделий, полученные при эксплуатации и неосторожном обращении.

ИНСТРУКЦИЯ

Зубы акриловые "АНИС" в вариантах исполнения Anis (Анис), Anis Profi (Анис Профи), Anis Expert (Анис Эксперт)

Назначение: Зубы акриловые "АНИС" по ТУ 9391-001-82659220-2008 (далее зубы, изделия) предназначены для изготовления съёмных конструкций зубных протезов в ортопедической стоматологии. Потенциальный риск применения – 2а в соответствии Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. №4н.

Характеристики: Зубы акриловые «АНИС» выпускаются в различных цветах. Цвета соответствуют расцветке VITA в 16 цветах: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. Каждому фасону присваивается постоянный номер. Выбор фасона фронтальных и жевательных зубов осуществляется по стандартной карте.

Зубы акриловые «АНИС» имеют гладкую, блестящую, непористую поверхность и способны к повторной полировке до восстановления первоначального блеска.

Зубы акриловые «АНИС» при осмотре не должны иметь пор или дефектов при грубой отделки и полировки или видимых посторонних включений на коронковой части зуба.

Упаковка:

1. Зубы акриловые «АНИС» на планках по 6 и 8 зубов, или 28 зубов, либо в контейнерах (боксах) по 120 или 160 зубов.
2. Комплекты с зубами акриловыми «АНИС» упакованы в коробку твердого образца из картона коробчатого по ГОСТ 7933.

Показания к применению:

Полная или частичная потеря зубов.

Концевые и включенные дефекты зубных рядов.

Порядок и условия применения:

Подбор цвета производится при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета естественных зубов.

1. Отлить из гипса верхнюю и нижнюю модели. Нарисовать границы будущего протеза. Сделать восковые базы.
2. Сделать прикусные валики и зафиксировать в окклюлятор (артикулятор).
3. Правильно выбрать акриловые зубы по форме и размеру. Помнить, что зубы расположены на восковых держателях в том положении, в котором они находятся во рту.
4. Первыми ставят центральные резцы на верхней челюсти.
5. Начинаем ставить боковые зубы.
6. После того, как постановка зубов на верхней челюсти закончена, следует перейти к постановке зубов на нижней челюсти.
7. На нижней челюсти сначала ставят первые моляры, а не центральные резцы. Таким образом, сразу определяется правильная окклюзия.
8. Когда постановка закончена, необходимо проверить её в рабочем и балансирующем положениях.

Изделия применяют для установки пациентам в условиях лечебно-профилактических медицинских учреждений.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов.

Побочные действия: Не выявлено

Меры предосторожности:

Внимательно проверить срок годности! Запрещено использование после истечения срока годности! Запрещено повторное использование (не подлежит ремонту и техническому обслуживанию)! Запрещено использование не по назначению.

Зубы акриловые «АНИС» не токсичны, не пожароопасны, химически инертны, не оказывают вредного воздействия на среду.

Указания по эксплуатации:

Только для съёмных или несъёмных зуботехнических конструкций. Применять только специалистам в условиях зуботехнических лабораторий. Не использовать в иных целях и домашних условиях.

Хранение и транспортирование:

Зубы хранят и транспортируют в недоступном для детей, чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и влажности 20 – 70%, избегая сдавливания изделий.

Запрещено хранить и транспортировать зубы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия).

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Дезинфекция и утилизация:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Зубы акриловые «АНИС», должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором дезинфицирующего средства "Zeta 7 Solution" (RU.77.99.37.002.E.004357.03.11), в соответствии с МУ 287–113.

Утилизацию использованных зубов осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Гарантия изготовителя:

Производитель Общество с ограниченной ответственностью "Крк" (ООО "Крк"), (Россия, 413235, Саратовская обл., г. Красный Кут, ул. им.Куховаренко, д.188) гарантирует эксплуатационные характеристики в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности изделий в упаковке изготовителя – 10 лет с даты изготовления, указанного на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Конечная дата использования указана на упаковке.

В случае выявления брака, производитель гарантирует бесплатную замену изделий в течение 12 месяцев с даты продажи.

Браком не считается нарушения изделий, полученные при эксплуатации и неосторожном обращении.