


Стоматологические инструменты


Элеваторы



Winter


Артикул
Order-No.

Ref. 13-1WL




Winter

Ref. 13-1WR



Winter

Ref. 13-14L



Winter

Ref. 13-14R



Krallenheber

Ref. 13-10L




Krallenheber

Ref. 13-10R




4 mm



Flohr


Артикул
Order-No.

Ref. 13-1F



Flohr

Ref. 13-2F




Flohr

Ref. 13-3F



3 mm




Friedmann

Ref. 13-4F



3 mm




Friedmann

Ref. 13-5F



3 mm




Friedmann

Ref. 13-6F



2,5 mm




Heidbrink

Ref. 13-7H




2,5 mm



Heidbrink

Ref. 13-8H



















Heidbrink

















Ref. 13-9H

Стоматологические инструменты

Элеваторы





















			Артикул Order-No.
		Cryer	Ref. 13-27S
		Cryer	Ref. 13-28S
		Cryer	Ref. 13-27
		Cryer	Ref. 13-28
		Cryer	Ref. 13-31
		Cryer	Ref. 13-32
		Pott	Ref. 13-1P
		Pott	Ref. 13-2P

Артикул
Order-No.

		Seldin	Ref. 13-4L
		Seldin	Ref. 13-4R
		Seldin	Ref. 13-1L
		Seldin	Ref. 13-1R
	3 mm 	Hylin	Ref. 13-30
	3 mm 	Hylin	Ref. 13-40
	3 mm 	Hylin	Ref. 13-10
	4,5 mm 	Hylin	Ref. 13-20

Стоматологические инструменты


Элеваторы

 <p>Bein 3 mm</p>	 <p>прямой / straight</p>	Ref. 13-1B
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-1BZ
	 <p>изогнутый / curved</p>	Ref. 13-1BC
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-1BCZ
 <p>Bein 4 mm</p>	 <p>прямой / straight</p>	Ref. 13-2B
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-2BZ
	 <p>изогнутый / curved</p>	Ref. 13-2BC
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-2BCZ
 <p>Bein 2 mm</p>	 <p>прямой / straight</p>	Ref. 13-3B
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-3BZ
	 <p>изогнутый / curved</p>	Ref. 13-3BC
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-3BCZ
 <p>Bein 3 mm</p>	 <p>прямой / straight</p>	Ref. 13-4B
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-4BZ
	 <p>изогнутый / curved</p>	Ref. 13-4BC
	 <p>зубчатый / serrated</p>	Ref. 13-4BCZ




Bein

4 mm



прямой / straight

Ref. 13-5B




зубчатый / serrated

Ref. 13-5BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-5BC



зубчатый / serrated

Ref. 13-5BCZ




Bein

2 mm



прямой / straight

Ref. 13-6B




зубчатый / serrated

Ref. 13-6BZ




изогнутый / curved

Ref. 13-6BC




зубчатый / serrated

Ref. 13-6BCZ




Bein

3 mm



прямой / straight

Ref. 13-7B




зубчатый / serrated

Ref. 13-7BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-7BC




зубчатый / serrated

Ref. 13-7BCZ




Bein

4 mm



прямой / straight

Ref. 13-8B




зубчатый / serrated

Ref. 13-8BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-8BC














зубчатый / serrated


















Ref. 13-8BCZ



Hakenheber


Ref. 13-35

			Артикул Order-No.
	Байонет дистальный 4 mm		Ref. 13-81
	Байонет мезиальный 4 mm		Ref. 13-82
	Байонет 3 mm		Bein Ref. 13-9B
	Байонет 4 mm		Bein Ref. 13-10B
	4 mm		Coleman Ref. 13-100
	4 mm		London Hospital Ref. 13-101
	4 mm		London Hospital Ref. 13-102

	2 mm		Apical	Артикул Order-No. Ref. 13-301
	3 mm		Apical	Ref. 13-302
	3 mm		Apical	Ref. 13-303
	3 mm		Apical	Ref. 13-304
	4 mm		Seldin	Ref. 13-3
	зубчатый 4,5 mm		Cryer	Ref. 13-3A
	10 mm 5 mm		Berten	Ref. 13-4
	3 mm		Kopp	Ref. 13-1K
	3 mm		Kopp	Ref. 13-2K

Стоматологические инструменты


Элеваторы



прямой / straight

Артикул
Order-No.

Ref. 13-70



изогнутый / curved

Ref. 13-71



bajonett

Ref. 13-72



















левый / left

Ref. 13-73L



правый / right













Ref. 13-73R

		прямой / straight 2,0 mm	Артикул Order-No. Ref. 13-1 LX
		изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-5 LX
		прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-2 LX
		изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-6 LX
		прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-3 LX
		изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-7 LX
		прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-4 LX
		изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-8 LX

Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично. **ВНИМАНИЕ!!!** Люксаторы, из-за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.

Стоматологические инструменты

Люксаторы

			Артикул Order-No.
		прямой / straight 2,0 mm	Ref. 13-9 LX
		изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-13 LX
		прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-10 LX
		изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-14 LX
		прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-11 LX
		изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-15 LX
		прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-12 LX
		изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-16 LX

Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично.
ВНИМАНИЕ!!! Люксаторы, из за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.